

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕРМИТНОЙ ПАЙКИ
ВЫВОДОВ ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТЫ
КТП-ЭХЗ**

ВАРИАНТ-I

Паспорт

Настоящая инструкция распространяется на термитную приварку стальных и медных выводов ЭХЗ Ø3-8 мм к стальным магистральным газопроводам, находящимся под эксплуатационным давлением, без прекращения транспорта газа, выполненным из труб диаметром до 1220 мм включительно, с толщиной стенки не менее 5 мм, изготовленных из сталей с временным сопротивлением разрыву менее 55 кгс/мм при использовании железного термита и труб диаметром до 1420 мм включительно из сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 55 кгс/мм при использовании медного термита.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект КТП-ЭХЗ (Вариант-1) предназначен для пайки и текущего ремонта оборудования систем электрохимической защиты от коррозии подземных сооружений в трассовых условиях, а также может быть использован различными службами электротехнического профиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1. Габаритные размеры комплекта, мм – 390x290x70.**
- 2. Масса, кг – 2,6.**

ТУ 3926-021-127191850-2007

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА

№	Наименование	Количество
1.	Тигель форма многоцветная, разборная ТФТ	1 шт.
2.	Термитная смесь в комплекте с пятачками (20 шт.) и мерным стаканчиком	1 кг
3.	Термитные спички	1 кор.
4.	Напильник круглый	1 шт.
5.	Нож складной для разделки кабеля	1 шт.
6.	Термошашки:	
	Ø3	2 шт.
	Ø4	2 шт.
	Ø5	2 шт.
7.	Термопатроны:	
	ПАС-16	1 шт.
	ПАС-35	1 шт.
	ПАС-50	1 шт.
8.	Трубки термоусаживаемые:	
	Ø5	10 см
	Ø8	10 см
	Ø15	10 см
	Ø18	10 см
9.	Инструкция по термитной приварке	1 шт.
10.	Паспорт	1 шт.
11.	Сумка	1 шт.

По желанию заказчика возможны изменения в составе и комплектности набора «КТП-ЭХЗ».

Дата выпуска

Личные подписи или отпечатки личных клейм лиц, ответственных за приемку _____

Укомплектовал _____ (_____)

Подпись

ФИО